

柔韧性敷料

bpositive

bpositive

简介

该敷料采用医药级柔性织物制成，对皮肤具有极佳的舒适性和贴合性。它有一层特制的吸收垫，具有缓冲作用，可有效保护伤口。吸收垫可吸收伤口渗出的多余液体，对伤口愈合起到重要作用。由于该敷料本身的性质特点，它完美适用于身体的大部分部位，尤其是关节附近或高运动区域。

粘贴步骤：

1. 粘贴敷料前请先洗手。
2. 轻轻地清洁伤口及周围皮肤，并拭干。
3. 从包装袋中取出敷料。
4. 撕去第一半张白色衬纸。
5. 贴上敷料，使白色垫料直接贴于伤口处。
6. 撕去剩下的半张白色衬纸，轻轻向下按压，将薄膜固定在皮肤上。



当敷料织物不能完全粘住皮肤或有血液/体液从吸收垫渗出时，请更换敷料。

移除步骤

7. 本品为粘贴型产品，去除敷料时请务必小心，尤其针对敏感皮肤。

使用警告

若遇严重伤口或烧伤，或伤口周围有红肿或不适的情况，请立即就医。

独立包装袋在打开（或损坏）之前，袋内敷料为无菌状态。若独立包装袋已打开或损坏，请勿使用敷料。

一次性用品。存放于阴凉干燥处（<35 摄氏度）。

(Ver01)

Soft & Flexible Dressing + Pad

Description

This dressing is extremely comfortable and conforms to your skin as it is made from a soft medical grade fabric. It has a specially designed absorbent pad which has a cushioning effect to protect the wound. The pad absorbs excess wound fluid which is important to allow your wound to heal. The nature of this dressing makes it ideal for most areas of the body, particularly near joints or areas of high movement.

Application of dressing:

1. Wash hands before applying the dressing.
2. Clean and dry the wound and surrounding skin gently.
3. Remove dressing from pouch.
4. Remove first half of the white backing paper.
5. Apply the dressing so that the white pad sits directly over the wound.
6. Remove the second white backing paper and press lightly down to secure the film to the skin.



Change the dressing when the fabric is not completely sticking to the skin or blood/fluid seeps through the pad.

Removing the dressing:

7. As this is an adhesive product, carefully remove the dressing, especially if skin is sensitive.

Precautions for use

Seek medical advice immediately for all serious wounds and burns or if you experience redness or discomfort near the wound. Performance of product may vary if it is submerged under water for long periods.

Dressing is sterile unless the individual pouch is opened or damaged. Do not use the dressing if the pouch is open or damaged.

Single use. Store in a cool, dry place (<35 degrees Celsius).

Intended Use:

To absorb exudate and protect the wound from further trauma.

Basic UDI-DI - 888501891010601BAT2

Manufacturer:

BPositive Pte Ltd
www.bpositivehealthcare.com

Importer:

BPositive Pte Ltd
Singapore Business Federation Centre
160 Robinson Road, #14-04
068914 Singapore

BPositive Healthcare Pty Ltd

Suite 18, 11 Wilson Street, South Yarra VIC,
3141 Australia

Local Authorised Representative:

T T MEDICAL MANAGEMENT SDN. BHD.
A-3A-03 EkoCheras, No:693, Batu 5 Jalan Cheras,
56000 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel : +603 9134 5391

Penerangan

Pembalut ini amat selesa dan sesuai digunakan pada kulit kerana ia diperbuat daripada kain lembut gred perubatan. Ia mempunyai pelapik penyerap yang direka khas dengan memberi kesan perlindungan kusyen untuk melindungi luka. Pelapik menyerap cecair luka yang berlebihan dan ini sangat penting untuk penyembuhan luka anda. Sifat pembalut ini menjadikannya ideal untuk kebanyakan kawasan badan, terutamanya di bahagian sendi atau kawasan yang mempunyai kekerapan pergerakan.

Cara Penggunaan Pembalut:

1. Basuh tangan sebelum meletakkan pembalut.
2. Bersihkan dan keringkan luka serta kulit di sekitarnya dengan berhati-hati.
3. Tanggalkan pembalut dari paket.
4. Tanggalkan bahagian belakang kertas putih yang pertama.
5. Letakkan pembalut dengan pelapik putih berada tepat di atas luka.
6. Tanggalkan bahagian belakang kertas putih yang kedua dan tekan dengan ringan ke bawah untuk mengukuhkan filem ke kulit.



Tukar pembalut ketika fabrik sudah tidak melekat sepenuhnya atau ketika anda ternampak darah/cairan meresap di bahagian bucu sisi pembalut.

Penanggalan Pembalut:

7. Oleh sebab produk ini adalah produk pelekat, tanggalkan pembalut dengan berhati-hati terutama jika anda mempunyai kulit sensitif.

Langkah Berjaga-jaga Semasa Penggunaan

Dapatkan nasihat perubatan dengan segera untuk semua jenis luka dan melecur yang serius atau jika anda mengalami kemerahan atau rasa tidak selesa di bahagian luka.

Pembalut adalah steril kecuali jika paket individu telah dibuka atau rosak. Jangan gunakan pembalut jika paket terbuka atau rosak.

Penggunaan tunggal. Simpan di tempat yang sejuk dan kering (<35 darjah Celsius).

Deskripsi

Balutan ini sangat nyaman dan mengikuti tekstur kulit anda kerana terbuat dari kain medis yang lembut. Balutan ini dilengkapi bantalan penyerap yang dirancang khusus untuk berfungsi sebagai bantal yang melindungi luka. Bantalan ini menyerap cairan luka berlebih, yang merupakan kunci dalam penyembuhan luka. Kelenturan balutan ini membuatnya ideal untuk penggunaan di sebagian besar area tubuh, terutama sekitar sendi atau area dengan pergerakan tinggi.

Aplikasi balutan:

1. Cuci tangan sebelum mengaplikasikan balutan.
2. Bersihkan dan keringkan luka serta kulit sekitarnya dengan lembut.
3. Ambil balutan dari kemasan.
4. Lepas kertas putih pelindung pertama.
5. Tempelkan balutan hingga bantalan putih menutupi keseluruhan luka.
6. Lepas kertas putih pelindung kedua dan tekan dengan lembut untuk memastikan film menempel di kulit.



Ganti balutan apabila tidak menempel sepenuhnya atau terdapat darah/cairan yang merembes keluar dari bantalan.

Melepas balutan:

7. Sebagai sebuah balutan yang disertai perekat, lepaskan secara hati-hati, terutama apabila kulit sensitif.

Peringatan dan perhatian

Segera cari bantuan medis untuk segala macam luka serius dan luka bakar atau apabila muncul kemerahan dan ketidaknyamanan di sekitar luka.

Balutan akan tetap steril apabila kemasan tidak terbuka atau rusak. Jangan gunakan balutan apabila kemasan terbuka atau rusak.

Hanya untuk sekali pemakaian. Simpan di tempat yang sejuk dan kering (<35 derajat Celcius).