



## Instruction For Use – Water & Bacteria Proof Film Roll

**Product description/composition:** This water & bacteria proof roll helps to protect the wound and reduce the risk of infection by providing a mechanical barrier. The dressing does not contain bactericidal agents and is therefore non-antibacterial. As it is waterproof, you can shower with it. It's made of high quality non-woven fabric or high permeable PU film coated with medical degree acrylic adhesive and release paper or release film.

**Intended use:** Used to protect and reduce the risk of infection at the applied wound area for minor wounds, such as cuts, grazes and stitches.

**Contraindication:** Allergies to any component of the plaster.

### Caution and warning:

This product may not be right for you if your skin becomes red, itchy or irritated. Gently remove and consult your healthcare professional. If symptoms worsen or change unexpectedly, talk to your healthcare professional.

### How to use:

1. Wash your hands before and after dealing with a wound. Gently clean the wound and surrounding skin, and dry thoroughly.
2. Cut the required length from the roll. Fold along the length of the film to crack the protective backing paper.
3. Remove the backing paper - Apply the sticky side to desired area and gently smooth down.
4. Remove the blue-coloured grid covering and gently smooth down again.

To remove

5. To remove, pull the film to gently stretch it parallel to the skin and lift off.

### Storage and transportation:

Store in a cool, dry place (<35 degrees Celsius).

### Shelf life:

3 years. See sales package for the production date and expiration date of the product.



**BPOSITIVE PTE LTD,**  
Singapore Business Federation Centre,  
160 Robinson Road, #14-04, 068914 Singapore

(+65 3135 1111)  
hello@bpositivehealthcare.com





## Manual Penggunaan – Pembalut Gulungan Lutsinar Tahan Air & Bakteria

**Penerangan komposisi produk:** Gulungan kalis air & bakteria ini membantu melindungi luka dan mengurangkan risiko jangkitan dengan menyediakan penghalang mekanikal. Pembalut tidak mengandungi agen bakteria dan oleh itu bukan antibakteria. Memandangkan ia kalis air, ia boleh di bawa mandi. Ia diperbuat daripada fabrik bukan tenunan berkualiti tinggi atau filem PU telap tinggi yang disalut dengan pelekat akrilik gred perubatan dan kertas atau filem pelepas.

**Tujuan penggunaan:** Digunakan untuk melindungi dan mengurangkan risiko jangkitan di kawasan luka kecil seperti luka terbakar, luka, torehan dan untuk menutupi jahitan.

**Kontraindikasi:** Alahan kepada mana-mana komponen plaster.

### Amaran:

Produk ini mungkin tidak sesuai untuk anda jika kulit anda menjadi merah, gatal atau rasa tidak selesa dibahagian luka. Tanggalkan perlahan-lahan dan dapatkan nasihat doktor kesihatan anda. Jika simptom bertambah buruk atau berubah secara tidak dijangka, berbincang dengan doktor kesihatan anda.

### Cara Penggunaan:

1. Basuh tangan sebelum dan selepas meletakkan pembalut. Bersih dan keringkan luka serta kulit di sekitarnya dengan berhati-hati.
2. Gulungan pembalut dipotong mengikut keperluan. Lipat sepanjang filem untuk memisahkan kertas sandaran pelindung.
3. Tanggalkan kertas bertanda. Sapukan bahagian melekit ke kawasan yang dikehendaki/luka dan ratakan/tekan perlahan-lahan.
4. Tanggalkan biru grid berwarna hijau dan ratakan semula pembalut dengan perlahan.

### Penanggalan Pembalut:

5. Tarik filem untuk meregangkannya secara perlahan-lahan selari dengan kulit and tanggalkan.

### Cara Penyimpanan & Penghantaran:

Simpan di tempat yang sejuk dan kering (<35 darjah Celsius).

### Jangka hayat:

3 tahun. Lihat pakej jualan untuk tarikh pengeluaran dan tarikh luput produk.



**BPOSITIVE PTE LTD,**  
Singapore Business Federation Centre,  
160 Robinson Road, #14-04, 068914 Singapore

(+65 3135 1111)  
hello@bpositivehealthcare.com





UDI-DI: 888501891020505BATU

**Manufacturer / Pengilang:**







BPositive Pte. Ltd.

**Address / Alamat:** Singapore Business Federation Centre 160 Robinson Road, #14-04,  
068914 Singapore

**Tel:** +65 6883 0688

**Email:** [sales@bpositivehealthcare.com](mailto:sales@bpositivehealthcare.com)

**Label identification / Pengenalan Label:**

	Batch code <i>Kod kelompok</i>		Please don't reuse it. <i>Jangan gunakan semula.</i>
	Please read the instructions for use carefully before use. <i>Sila baca arahan penggunaan dengan teliti sebelum ini.</i>		Medical Device <i>Peralatan Perubatan</i>
	Warning and attention, please refer to the instructions for use. <i>Amaran dan perhatian, sila rujuk manual penggunaan.</i>		Manufacturer <i>Pengilang</i>

Revision No. 3rd: March 2024



**BPOSITIVE PTE LTD,**  
Singapore Business Federation Centre,  
160 Robinson Road, #14-04, 068914 Singapore

(+65 3135 1111)  
[hello@bpositivehealthcare.com](mailto:hello@bpositivehealthcare.com)

