

Absorbent Non-Adherent Dressing (Including Lite)

Description

This Absorbent Non-Adherent Dressing helps wounds to heal with a specially designed absorbent pad which has a soft cushioning effect to protect the wound. The pad absorbs excess wound fluid which is important to allow your wound to heal. We have added an extra layer to make it easier and less painful when changing the dressing. Keep the dressing in place with a bandage, adhesive tape or our waterproof film covering.

Application of dressing:

1. Wash hands before applying the dressing.
2. Clean and dry the wound and surrounding skin gently.
3. Remove dressing from pouch.
4. Apply the dressing so that the shiny side of the dressing sits directly over the wound.

Change the dressing when you see blood/fluid seeping near the dressing edges.

Removing the dressing:

5. The dressing can be easily removed. Soaking the dressing with saline water where the wound is in contact can assist with removal if blood/fluid has dried.

Precautions for use

Seek medical advice immediately for all serious wounds and burns or if you experience redness or discomfort near the wound. Performance of product may vary if it is submerged under water for long periods.

Dressing is sterile unless the individual pouch is opened or damaged. Do not use the dressing if the pouch is open or damaged.

Single use. Store in a cool, dry place (<35 degrees Celsius).

Intended Use:

To absorb wound blood/exudate for minor burns, cuts, grazes while protecting the wound from external contamination.



Manufacturer:

BPositive Pte Ltd
www.bpositivehealthcare.com

Importer:

BPositive Pte Ltd
Singapore Business Federation Centre
160 Robinson Road, #14-04
068914 Singapore

BPositive Healthcare Pty Ltd

Suite 18, 11 Wilson Street, South Yarra VIC,
3141 Australia

Local Authorised Representative:

T T MEDICAL MANAGEMENT SDN. BHD.
A-3A-03 EkoCheras, No:693, Batu 5 Jalan Cheras,
56000 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel : +603 9134 5391

bpositive



แผ่นปิดแผลชนิดดูดซับไม่เกาะตัว

คำอธิบาย

พลาสติกดูดซับมีแผ่นดูดซับไม่เกาะตัว ช่วยสมานแผลด้วยแผ่นดูดซับที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ มีแผ่นนุ่มกับกระแทกเพื่อปกป้องบาดแผล รวมถึงแผ่นดูดซับของเหลวส่วนเกินของแผลซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แผลของคุณสมานได้ดียิ่งขึ้น และเราได้เพิ่มชั้นพิเศษเพื่อลดความเจ็บปวด เวลาเปลี่ยนพลาสติกดูดซับแผลทำให้สามารถเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น ควรเก็บพลาสติกดูดซับเหลือไว้กับผ้าพันแผล เทปทาวบาดแผล หรือแผ่นฟิล์มกันน้ำของเรา

วิธีการใช้

1. ล้างมือให้เรียบร้อยก่อนใช้พลาสติกดูดซับแผล
2. ทำความสะอาดและเช็ดแผลและผิวหนังโดยรอบอย่างอ่อนโยน
3. หยิบพลาสติกดูดซับแผลออกจากถุง
4. ใช้ผ้าปิดแผลโดยให้ด้านที่เป็นมันเงาอยู่เหนือแผลโดยตรง

ข้อห้ามใช้

ใช้ดูดซับเลือด/ของเหลวจากบาดแผล สำหรับแผลที่มีลิ่มน้อย, แผลถูกบาด, แผล ลอก หรือทั้งบดบังแผลจากการปนเปื้อนภายนอก



เปลี่ยนพลาสติกดูดซับเมื่อเห็นเลือดหรือของเหลวไหลซึมใกล้ขอบของพลาสติกดูดซับ



วิธีการลอกพลาสติกดูดซับแผลออก

5. พลาสติกดูดซับแผลสามารถลอกออกได้อย่างง่ายดาย หากเลือดหรือของเหลวเริ่มแห้ง ให้ใช้น้ำเกลือเช็ดพลาสติกดูดซับแผลให้เปียกบริเวณที่แผลสัมผัส จะช่วยทำให้ลอกพลาสติกดูดซับออกได้ง่ายขึ้น



ข้อควรระวังในการใช้งาน

หากบาดแผลเป็นบาดแผลที่ร้ายแรงหรือมีรอยไหม้ หรือหลังจากใช้พลาสติกดูดซับแผล พบว่าผิวหนังบริเวณรอบ ๆ พลาสติกดูดซับมีรอยแดงหรือผิวหนังมีตุ่มขึ้น/ไม่สบายตัว ควรพบแพทย์ทันที

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปหากแช่ได้นานเป็นเวลานาน

พลาสติกดูดซับแผลได้รับการทำลายเชื้อโรคและการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว ยกเว้นแต่ถุงบรรจุจะถูกเปิดหรือชำรุด ห้ามใช้พลาสติกดูดซับแผลดังกล่าวหากพบว่าถูกเปิดหรือชำรุด ใช้ครั้งเดียว เก็บในที่แห้งและเย็น (<35 องศาเซลเซียส)

นำเข้าโดย

บริษัทเมเวรอสเมติก (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 1678/1 วาครพหล 19 ถนน พลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
02 038 8129

