



ศูนย์สหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ (Singapore Business Federation Centre)

160 ถนนโรบินสัน ชั้น 14 ห้อง 04

068914 สิงคโปร์

เอกสารข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน

บีโพอซิทีฟ ผ้าพันแผล (ชนิดยืดหยุ่น) 888501891011003BARP

011003BA	ผ้าพันแผล (ชนิดยืดหยุ่น) 2.5 ซม. x 1.8 ม.
011005BA	ผ้าพันแผล (ชนิดยืดหยุ่น) 5 ซม. x 1.8 ม.
011075BA	ผ้าพันแผล (ชนิดยืดหยุ่น) 7.5 ซม. x 1.8 ม.
011010BA	ผ้าพันแผล (ชนิดยืดหยุ่น) 10 ซม. x 1.8 ม.
011015BA	ผ้าพันแผล (ชนิดยืดหยุ่น) 15 ซม. x 1.8 ม.
011005SA	ผ้าพันแผลผ่านการฆ่าเชื้อ (ชนิดยืดหยุ่น) 5 ซม. x 1.8 ม.
011075SA	ผ้าพันแผลผ่านการฆ่าเชื้อ (ชนิดยืดหยุ่น) 7.5 ซม. x 1.8 ม.
011010SA	ผ้าพันแผลผ่านการฆ่าเชื้อ (ชนิดยืดหยุ่น) 10 ซม. x 1.8 ม.
011015SA	ผ้าพันแผลผ่านการฆ่าเชื้อ (ชนิดยืดหยุ่น) 15 ซม. x 1.8 ม.
011010S2A	ผ้าพันแผลผ่านการฆ่าเชื้อ (ชนิดยืดหยุ่น) 10 ซม. x 1.8 ม. แพ็ค 2 ชิ้น
011015S2A	ผ้าพันแผลผ่านการฆ่าเชื้อ (ชนิดยืดหยุ่น) 15 ซม. x 1.8 ม. แพ็ค 2 ชิ้น

บีโพอซิทีฟ ผ้าพันแผล (ชนิดผ้าหนา) 888501891011205BASP

011205BA	ผ้าพันแผล (ชนิดผ้าหนา) 5 ซม. x 1.8 ม.
011275BA	ผ้าพันแผล (ชนิดผ้าหนา) 7.5 ซม. x 1.8 ม.
011210BA	ผ้าพันแผล (ชนิดผ้าหนา) 10 ซม. x 1.8 ม.
011215BA	ผ้าพันแผล (ชนิดผ้าหนา) 15 ซม. x 1.8 ม.

บีโพอซิทีฟ ผ้าก๊อชพันแผลแบบยืดหยุ่น 888501891011103BAS2

011103BA	ผ้าพันแผล (ชนิดผ้าก๊อชยืดหยุ่น) 2.5 ซม. x 2 ม.
011105BA	ผ้าพันแผล ชนิดผ้าก๊อชยืดหยุ่น 5 ซม. x 2 ม.
011175BA	ผ้าพันแผล (ชนิดผ้าก๊อชยืดหยุ่น) 7.5 ซม. x 2 ม.
011110BA	ผ้าพันแผล (ชนิดผ้าก๊อชยืดหยุ่น) 10 ซม. x 2 ม.
011115BA	ผ้าพันแผล (ชนิดผ้าก๊อชยืดหยุ่น) 15 ซม. x 2 ม.

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับยึดแผ่นปิดแผลและให้การพยุงหรือบีบรัดเบาๆ

ผ้าพันแผล (ชนิดยืดหยุ่น) – ผ้าพันแผลชนิดนี้มีความนุ่มและยืดหยุ่น เพื่อให้ข้อต่อเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก เหมาะสำหรับการยึดแผ่นปิดแผล การพยุงเบาๆ และการบีบรัดอย่างอ่อนโยน มีทั้งแบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อและแบบปลอดเชื้อ และปราศจากยางลาเท็กซ์

ผ้าก๊อซพันแผลแบบยืดหยุ่น - ผ้าพันแผลนี้มีความยืดหยุ่น นุ่ม และแนบกระชับกับผิว เพื่อให้ข้อต่อสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก โครงสร้างน้ำหนักเบาช่วยให้ระบายอากาศได้ดี เหมาะสำหรับยึดวัสดุปิดแผล การพุงเล็กน้อย และการบีบรัดเบา ๆ

ผ้าพันแผล (ชนิดผ้าหนา) - ผ้าพันแผลนี้ใช้สำหรับยึดวัสดุปิดแผล พุงบริเวณที่มีอาการเคล็ดหรือบาดเจ็บ และให้แรงบีบรัดเพื่อบรรเทาอาการบวม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ และปราศจากยางลาเท็กซ์

คำเตือนในการใช้งาน

หลีกเลี่ยงการพันผ้าแผลแน่นเกินไปบริเวณแขนหรือขา เพราะอาจทำให้การไหลเวียนของเลือดลดลงและนำไปสู่การบาดเจ็บได้

คำแนะนำเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่เหมาะสำหรับคุณ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ โดยเฉพาะหากมีอาการแสบหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด

หมายเหตุ

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ

วิธีการใช้งาน

1. ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้งาน ทำความสะอาดผิวหนังอย่างเบามือ และเช็ดให้แห้งสนิท
2. พันผ้าพันแผลเป็นแนวเกลียวรอบแผ่นปิดแผลหรืออุปกรณ์ โดยให้ผ้าพันแผลซ้อนกันครึ่งหนึ่งในแต่ละรอบ
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้แรงดึงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น พอให้แผ่นปิดแผลหรืออุปกรณ์อยู่กับที่อย่างมั่นคง