

แผ่นฟิล์มยืดสาย IV สำหรับเด็ก

คำอธิบาย

แผ่นปิดแผลโบลัสมีช่วยปกป้องบริเวณที่ใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น สายน้ำเกลือ โดยทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อน ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในบริเวณดังกล่าว แผ่นปิดออกแบบมาให้มีฉนวนเสริม รอยฉีก และแถบฉีก เพื่อช่วยปิดผนึกบริเวณรอบอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม

วิธีการใช้

- ล้างมือให้เรียบร้อยก่อนใช้พลาสเตอร์ปิดแผล
- ทำความสะอาดและเช็ดแผลและผิวหนังโดยรอบอย่างรอบคอบ
- หยิบพลาสเตอร์ปิดแผลออกจากถุง
- ใช้ฝ่าปิดแผลโดยให้ด้านที่เป็นฉนวนอยู่เหนือแผลโดยตรง

เปลี่ยนพลาสเตอร์ปิดแผลเมื่อเห็นเลือดหรือของเหลวไหลซึมใกล้บริเวณของพลาสเตอร์

วิธีการลอกพลาสเตอร์ปิดแผลออก

- พลาสเตอร์ปิดแผลสามารถลอกออกได้อย่างง่ายดาย หากเลือดหรือของเหลวเริ่มแห้ง ให้ใช้น้ำเกลือเช็ดพลาสเตอร์ปิดแผลให้เป็นก้นในบริเวณที่แผลสัมผัส จะช่วยทำให้ลอกพลาสเตอร์ออกได้ง่ายขึ้น

ข้อควรระวังในการใช้งาน

หากบาดแผลเป็นบาดแผลที่ร้ายแรงหรือมีรอยไหม้ หรือหลังจากใช้พลาสเตอร์ปิดแผล พบว่าผิวหนังบริเวณรอบ ๆ พลาสเตอร์มีรอยแดงหรือผิวหนังรู้สึกเจ็บ/คันส่ายต่อ ควรพบแพทย์ทันที

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันไปหากแช่น้ำเป็นเวลานาน

พลาสเตอร์ปิดแผลได้รับการทำสายเชือกและการทำให้น้ำจากเชื้อแล้ว ยกเว้นแต่ถุงบรรจุจะถูกเปิดหรือชำรุด ห้ามใช้พลาสเตอร์ปิดแผลติดบาด หากพบว่าถุงถูกเปิดหรือชำรุด ใช้ครั้งเดียว เก็บในที่แห้งและเย็น (<35 องศาเซลเซียส)

น้ำจืด

บริษัทเบอร์สมดิก (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 1678/1 อาคารพล 19 ถนน พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
02 038 8129

คำอธิบายสัญลักษณ์

	ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งเป็นแบบปลอดเชื้อ		เครื่องมือแพทย์
	ห้ามใช้หากบรรจุภัณฑ์ชำรุด		คำเตือนและข้อควรระวัง กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งาน
	กรุณาอย่าใช้ซ้ำ		กรุณาศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน
	เก็บให้ห่างจากแสงแดด		ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ
	เก็บในที่แห้ง		กรุณาเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส หรือ ต่ำกว่า 95 องศาฟาเรนไฮต์
	ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นระบบปิด ฉีกปลอดเชื้อเพียงครั้งเดียว		

