



เอกสารข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน
บีโพซิทีฟ หน้ากากอนามัย 3 ชั้น ขนาดสำหรับผู้ใหญ่

วัตถุประสงค์การใช้งาน: สวมใส่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายหรือการส่งต่อเชื้อโรคติดต่อระหว่างการผ่าตัดในห้องผ่าตัดและ/หรือสถานพยาบาล อีกทั้งเพื่อป้องกันผู้ป่วยจากเชื้อโรคติดต่อด้วย สำหรับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การผ่าตัดในห้องผ่าตัดและ/หรือสถานพยาบาล แนะนำให้ใช้หน้ากากระดับที่สูงกว่า เช่น L2, L3 หรือ N95

กลุ่มผู้ใช้งาน: ใช้ได้กับทุกกลุ่มอายุ รวมถึงผู้ชาย ผู้หญิง และผู้สูงอายุ

คำเตือน: หากมีอาการแดง บวม หรือคัน หลังการใช้งาน ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์ • สำหรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้น • ต้องแยกด้านหน้าและด้านหลังให้ถูกต้องก่อนใช้ • ควรเก็บในช่องที่แห้ง มีการระบายอากาศที่ดี และปราศจากก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน • ทิ้งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ใช้แล้วอย่างถูกต้องตามนโยบายท้องถิ่น • หลีกเลี่ยงการนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อซ้ำ • ไม่ควรใช้เกิน 24 ชั่วโมง อาจทำให้เกิดการแพ้ ล้ำซ้ำและเสี่ยงติดเชื้อซ้ำ

บีโพซิทีฟ หน้ากากอนามัย		UDI: 8885018910113100BASC
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาดบรรจุ
011550BA	บีโพซิทีฟ หน้ากากอนามัย 3 ชั้น ขนาดสำหรับผู้ใหญ่ ระดับ 1	50 ชิ้นต่อกล่อง
011550XA	บีโพซิทีฟ หน้ากากอนามัย 3 ชั้น ขนาดสำหรับผู้ใหญ่ ระดับ 2	50 ชิ้นต่อกล่อง
011550YA	บีโพซิทีฟ หน้ากากอนามัย 3 ชั้น ขนาดสำหรับผู้ใหญ่ ระดับ 3	50 ชิ้นต่อกล่อง

คำแนะนำในการใช้งาน:

1. การสวมใส่หน้ากาก: สอดสายคล้องหูไว้ด้านหลังหู หรือผูกสายรัดในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยให้แถบโลหะอยู่ด้านบน
2. ปรับแถบโลหะเบา ๆ ให้แนบกับสันจมูก และปรับขอบล่างให้คลุมถึงคาง
3. การถอดหน้ากาก : จับสายคล้องหูแล้วค่อย ๆ ถอดออก
4. ด้านหน้าของหน้ากากถือว่าเป็นส่วนที่ปนเปื้อน ควรถอดอย่างช้า ๆ และระมัดระวัง หลีกเลี่ยงไม่ให้สายคล้องสัมผัสใบหน้า
5. พับด้านนอกของหน้ากากเข้าหากันก่อนทิ้ง

การเก็บรักษาและการขนส่ง: เก็บไว้ในที่เย็นและแห้ง (อุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส)

อายุการเก็บรักษา: 3 ปี กรุณาตรวจสอบวันผลิตและวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์

หมายเลขการจดทะเบียน MDA: GA6959822-98463

ผู้ผลิต:

บริษัท บีโพซิทีฟ พีทีอี จำกัด

ที่อยู่: ศูนย์สหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ (Singapore Business Federation Centre) 160 ถนนโรบินสัน ชั้น 14 ห้อง 04 ประเทศสิงคโปร์ 068914

โทร: +65 6883 0688

อีเมล: sales@bpositivehealthcare.com



BPOSITIVE PTE LTD,
Singapore Business Federation Centre,
160 Robinson Road, #14-04, 068914 Singapore

(+65 3135 1111)
hello@bpositivehealthcare.com



การระบุฉลากสินค้า:

	รหัสล็อตสินค้า		ผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดเชื้อ
	คำเตือนและข้อควรระวัง กรุณา ศึกษาคู่มือการใช้งาน		กรุณาอย่าใช้ซ้ำ
	เครื่องมือแพทย์		ผู้ผลิต

แก้ไขครั้งที่ 3: สิงหาคม 2025



BPOSITIVE PTE LTD,
Singapore Business Federation Centre,
160 Robinson Road, #14-04, 068914 Singapore

(+65 3135 1111)
hello@bpositivehealthcare.com

