

บีโพซิทีฟ รีจูรา แผ่นปิดแผลซิลิโคนแบบนุ่ม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ปิดแผลของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการหายของแผลที่เร็วขึ้น ป้องกันการเกิดแผลเป็น และช่วยลดความเจ็บปวด โดยผลิตภัณฑ์ช่วยปรับสภาพให้เหมาะสมต่อการหายของแผล และสร้างเกราะป้องกันเพื่อป้องกันแผลจากแบคทีเรียและเชื้อก่อโรค ชั้นบนของผลิตภัณฑ์ช่วยป้องกันน้ำ สิ่งสกปรก และเชื้อโรค แผ่นรองประกอบด้วย 2 ชั้นที่มีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งช่วยจัดการสารคัดหลั่งจากบาดแผล เพื่อให้สภาพเหมาะสมต่อการหายของแผล และช่วยลดความจำเป็นในการเปลี่ยนแผ่นปิดแผลบ่อยครั้ง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่าย การซิลิโคนมีความอ่อนโยนต่อผิวหนัง จึงช่วยให้สามารถถอดแผ่นปิดแผลออกได้โดยมีความเจ็บปวดและความเสียหายต่อผิวหนังน้อยลง

ในบริบทนี้ คำว่า “ปรับสภาพให้เหมาะสมต่อการหายของแผล” และ “จัดการสารคัดหลั่งจากบาดแผล” หมายถึงความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการดูดซับและกักเก็บสารคัดหลั่งจากบาดแผลในปริมาณน้อย และการปกป้องบาดแผลทางกายภาพ ทั้งนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมหรือปรับสภาพแวดล้อมจุลภาคของบาดแผล

การใช้แผ่นปิดแผล



ทำความสะอาดบาดแผลอย่างอ่อนโยน และทำให้ผิวหนังแห้งโดยรอบแห้ง เปิดบรรจุภัณฑ์ปราศจากเชื้อและนำแผ่นปิดแผลออก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สุด ควรให้ส่วนของแผ่นซับคลุมเลยขอบบาดแผลประมาณ 1–2 ซม.

1. ลอกฟิล์มป้องกันด้านที่มีขนาดเล็กออกบางส่วน แล้วติดแผ่นปิดแผลลงบนผิวหนัง โดยไม่ต้องดึงหรือยืดแผ่นปิดแผล
2. ค่อย ๆ ลอกฟิล์มป้องกันด้านที่มีขนาดใหญ่ออกจนหมด เพื่อปิดคลุมบริเวณบาดแผล
3. เมื่อติดแผ่นปิดแผลอย่างแน่นหนาแล้ว สามารถทิ้งไว้เป็นเวลาหลายวันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของบาดแผลและผิวหนังโดยรอบ หรือเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นที่ยอมรับ

การนำแผ่นปิดแผลออก

ยกขอบด้านหนึ่งของแผ่นปิดแผลขึ้น แล้วลอกแผ่นปิดแผลออกในทิศทางที่ช่วยคงสภาพความสมบูรณ์ของผิวหนังไว้ได้มากที่สุด

ข้อควรระวังในการใช้

ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ทราบว่ามีภาวะไวต่อแผ่นปิดแผลหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

หากพบสัญญาณของการติดเชื้อทางคลินิก ให้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับการรักษาคัดเชื้ออย่างเหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ เว้นแต่ช่องบรรจุภัณฑ์แต่ละช่องถูกเปิดหรือชำรุด ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หากช่องบรรจุภัณฑ์เปิดหรือชำรุด

ใช้ครั้งเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสำหรับใช้ครั้งเดียวกลับมาใช้ซ้ำอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้

เก็บในที่แห้งและเย็นที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส

บุคลากรทางการแพทย์ควรตรวจประเมินและดูแลบาดแผลที่ติดเชื้อ บาดแผลในผู้ป่วยเบาหวาน และบาดแผลที่มีสาเหตุทั้งหมดหรือบางส่วนจากภาวะหลอดเลือดแดงไม่เพียงพออย่างสม่ำเสมอ ตามแนวทางที่กำหนดในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์การใช้งาน

แผ่นปิดแผลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพที่เหมาะสมต่อการหายของแผล และสร้างเกราะป้องกันเพื่อป้องกันแผลจากแบคทีเรียและเชื้อก่อโรค ออกแบบมาสำหรับบาดแผลที่แห้งหรือมีสารคัดหลั่งในปริมาณน้อย เช่น บาดแผลจากการผ่าตัด บาดแผลเล็กน้อย แผลฉีกขาดของผิวหนัง แผลถูกของมีคมบาด และแผลลอก ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ใช้เป็นวัสดุปิดแผลขั้นปฐมภูมิสำหรับบาดแผลเรื้อรังหรือบาดแผลที่เกี่ยวข้องกับขั้นหนึ่ง

สภาวะที่เหมาะสมต่อการหายของแผลเกิดจากความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการดูดซับและกักเก็บสารคัดหลั่งจากบาดแผลในปริมาณน้อย และทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันทางกายภาพ ซึ่งช่วยปกป้องบาดแผลและสนับสนุนกระบวนการหายของแผลตามธรรมชาติของร่างกาย ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมหรือปรับสภาพแวดล้อมจุลภาคของบาดแผล

ข้อห้ามใช้

การนำผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสำหรับใช้ครั้งเดียวกลับมาใช้ซ้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ การนำผลิตภัณฑ์กลับมามีผ่านกระบวนการใช้ซ้ำ การล้าง การฆ่าเชื้อ และ/หรือการทำให้ปราศจากเชื้อ อาจส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อการบาดเจ็บทางกายภาพหรือการติดเชื้อแก่ผู้ใช้

บีโพซิทีฟจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำที่บริษัทกำหนดไว้ในปัจจุบัน

คำอธิบายสัญลักษณ์

	ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งเป็นแบบปลอดเชื้อ		เครื่องมือแพทย์
	ห้ามใช้หากบรรจุภัณฑ์ชำรุด		คำเตือนและข้อควรระวัง กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งาน
	กรุณาอย่าใช้ซ้ำ		กรุณาศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน
	เก็บให้ห่างจากแสงแดด		ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ
	เก็บในที่แห้ง	 35°C /95°F	กรุณาเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส หรือ ต่ำกว่า 95 องศาฟาเรนไฮต์
	ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นระบบปิด ฉีกปลอดเชื้อเพียงชั้นเดียว		