

Soft & Flexible Dressing + Pad

Description

This dressing is comfortable and conforms to your skin as it is made from a soft fabric. It has a specially designed absorbent pad which has a cushioning effect to protect the wound. The pad absorbs excess wound fluid which is important to allow your wound to heal. The nature of this dressing makes it ideal for most areas of the body, particularly near joints or areas of high movement.

Application of dressing:

1. Wash hands before applying the dressing.
2. Clean and dry the wound and surrounding skin gently.
3. Remove dressing from pouch.
4. Remove first half of the white backing paper.
5. Apply the dressing so that the white pad sits directly over the wound.
6. Remove the second white backing paper and press lightly down to secure the dressing to the skin.

Change the dressing when the fabric is not completely sticking to the skin or blood/fluid seeps through the pad.

Removing the dressing:

7. As this is an adhesive product, carefully remove the dressing, especially if skin is sensitive.

Precautions for use

Seek medical advice immediately for all serious wounds and burns or if you experience redness or discomfort near the wound. Performance of product may vary if it is submerged under water for long periods.

Dressing is sterile unless the individual pouch is opened or damaged. Do not use the dressing if the pouch is open or damaged.

Single use. Store in a cool, dry place (<35 degrees Celsius).

Intended Use:

To absorb exudate and protect the wound from further trauma.

Basic UDI-DI - 888501891010601BAT2

bpositive



Manufacturer:

BPositive Pte Ltd
www.bpositivehealthcare.com

Importer:

BPositive Pte Ltd
Singapore Business Federation Centre
160 Robinson Road, #14-04
068914 Singapore

BPositive Healthcare Pty Ltd

Suite 18, 11 Wilson Street, South Yarra VIC,
3141 Australia

Local Authorised Representative:

T T MEDICAL MANAGEMENT SDN. BHD.
A-3A-03 EkoCheras, No.693, Batu 5 Jalan Cheras,
56000 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel : +603 9134 5391



แผ่นปิดแผลนุ่มและยืดหยุ่น พร้อมแผ่นดูดซับ

คำอธิบาย

แผ่นปิดแผลนุ่มและยืดหยุ่นพร้อมแผ่นดูดซับมีความสบายและแบบสติกกับผิวหนังเนื่องจากผลิตจากผ้าทางการแพทย์ที่นุ่ม มีแผ่นดูดซับที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับและปกป้องแผล แผ่นดูดซับนี้ช่วยดูดซับของเหลวส่วนเกินจากแผล ซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษา ลักษณะเฉพาะของแผ่นปิดแผลนี้เหมาะสำหรับทุกส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณใกล้ข้อต่อหรือส่วนที่มีการเคลื่อนไหวบ่อย

วิธีการใช้

1. ล้างมือให้เรียบร้อยก่อนใช้ฟลาสเตอร์ปิดแผล
2. ทำความสะอาดและเช็ดแผลและผิวหนังโดยรอบอย่างอ่อนโยน
3. หยิบฟลาสเตอร์ปิดแผลออกจากถุง
4. นำกระดาษรองสีขาวครึ่งแรกออก
5. ติดฟลาสเตอร์ปิดแผลโดยให้แผ่นสีขาวอยู่เหนือแผลโดยตรง
6. ดึงกระดาษรองสีขาวแผ่นที่สองออกแล้วกดเบา ๆ เพื่อยึดติดกับผิวหนัง

เปลี่ยนฟลาสเตอร์ปิดแผลเมื่อเห็นเลือดหรือของเหลวไหลซึมใกล้ขอบของฟลาสเตอร์

วิธีการลอกฟลาสเตอร์ปิดแผลออก

7. เนื่องจากฟลาสเตอร์ปิดแผลเป็นผลิตภัณฑ์กาว ควรลอกฟลาสเตอร์ออกจากผิวหนังโดยดึงอย่างช้าๆตามแนวขน

ข้อควรระวังในการใช้งาน

หากบาดแผลเป็นบาดแผลที่ร้ายแรงหรือมีรอยไหม้ หรือหลังจากใช้ฟลาสเตอร์ปิดแผลพบว่าผิวหนังบริเวณรอบ ๆ ฟลาสเตอร์มีรอยแดงหรือผิวหนังรู้สึกเจ็บ/คัน/คัน ควรพบแพทย์ทันที

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปหากใช้ได้นานเป็นเวลานาน

ฟลาสเตอร์ปิดแผลได้รับการทำลายเชื้อโรคและการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว ยกเว้นแต่ถุงที่บรรจุจะถูกเปิดหรือชำรุด ห้ามใช้ฟลาสเตอร์ปิดแผลเด็ดขาดหากพบว่าถุงถูกเปิดหรือชำรุด ใช้ครั้งเดียว เท่านั้นทั้งแห้งและเย็น (<35 องศาเซลเซียส)

คำแนะนำ

บริษัท เมอร์ลันด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 1678/1 อาคารพหล 19 ถนน พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
02 038 8129



(Ver01) 35°C / 95°F