



เอกสารข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน

บีโพซิทีฟ แผ่นปิดแผลแบบผ้า ชนิดนุ่มและยืดหยุ่น แบบม้วน

วัตถุประสงค์การใช้งาน: ใช้สำหรับยึดหรือยึดสิ่งของ เช่น แผ่นปิดแผลให้ติดกับผิวหนัง หรือใช้เพื่อพยุงเคลื่อนไหวของข้อต่อ

ข้อบ่งใช้: เหมาะสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิง และใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้าน

คำเตือน: ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่เหมาะสำหรับคุณ หากผิวหนังมีอาการแดง คัน หรือระคายเคือง กรุณาถอดอย่างเบามือและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ หากอาการแย่ลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโดยทันที

บีโพซิทีฟ แผ่นปิดแผลแบบผ้า ชนิดนุ่มและยืดหยุ่น แบบม้วน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาดบรรจุ
010703BA	แผ่นปิดแผลแบบผ้า ชนิดนุ่มและยืดหยุ่น แบบม้วน ขนาด 2.5 ซม. x 10 ม.	1 ม้วน ต่อ กล่อง
010703SA	แผ่นปิดแผลแบบผ้า ชนิดนุ่มและยืดหยุ่น แบบม้วน ขนาด 2.5 ซม. x 10 ม.(สีเนื้อ)	1 ม้วน ต่อ กล่อง
010705BA	แผ่นปิดแผลแบบผ้า ชนิดนุ่มและยืดหยุ่น แบบม้วน ขนาด 5 ซม. x 10 ม.	1 ม้วน ต่อ กล่อง
010705SA	แผ่นปิดแผลแบบผ้า ชนิดนุ่มและยืดหยุ่น แบบม้วน ขนาด 5 ซม. x 10 ม.(สีเนื้อ)	1 ม้วน ต่อ กล่อง
010710BA	แผ่นปิดแผลแบบผ้า ชนิดนุ่มและยืดหยุ่น แบบม้วน ขนาด 10 ซม. x 10 ม.	1 ม้วน ต่อ กล่อง
010710SA	แผ่นปิดแผลแบบผ้า ชนิดนุ่มและยืดหยุ่น แบบม้วน ขนาด 10 ซม. x 10 ม.(สีเนื้อ)	1 ม้วน ต่อ กล่อง
010710ZA	แผ่นปิดแผลแบบผ้า ชนิดนุ่มและยืดหยุ่น แบบม้วน ขนาด 10 ซม. x 1 ม.(สีเนื้อ)	1 ม้วน ต่อ กล่อง
010715BA	แผ่นปิดแผลแบบผ้า ชนิดนุ่มและยืดหยุ่น แบบม้วน ขนาด 15 ซม. x 10 ม.	1 ม้วน ต่อ กล่อง

คำแนะนำในการใช้งาน:

1. ตัดเทปตามความยาวที่ต้องการอย่างระมัดระวัง
2. ค่อย ๆ ดึงด้านข้างของเทปเพื่อแยกกระดาษรองออก
3. ลอกกระดาษรองออกแล้วติดเทปให้แน่นหนาในตำแหน่งที่ต้องการ

การเก็บรักษาและการขนส่ง: เก็บไว้ในที่เย็นและแห้ง (อุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส)

อายุการเก็บรักษา: 3 ปี กรุณาตรวจสอบวันผลิตและวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์

UDI: 888501891010703BATP

หมายเลขการระบุตามทะเบียน ARTG: 378935

หมายเลขการจดทะเบียน MDA: GA1279822-91358

ผู้ผลิต:

บริษัท บีโพซิทีฟ พีทีอี จำกัด

ที่อยู่: ศูนย์สหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ (Singapore Business Federation Centre) 160 ถนนโรบินสัน ชั้น 14 ห้อง 04 ประเทศสิงคโปร์ 068914

โทร: +65 6883 0688

อีเมล: sales@bpositivehealthcare.com



BPOSITIVE PTE LTD,
Singapore Business Federation Centre,
160 Robinson Road, #14-04, 068914 Singapore

(+65 3135 1111)
hello@bpositivehealthcare.com

การระบุฉลากสินค้า:

	รหัสล็อตสินค้า		ผลิตภัณฑ์จัดส่งในรูปแบบที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ
	คำเตือนและข้อควรระวัง กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งาน		กรุณาอย่าใช้ซ้ำ
	เครื่องมือแพทย์		ผู้ผลิต

แก้ไขครั้งที่ 3: สิงหาคม 2025



BPOSITIVE PTE LTD,
Singapore Business Federation Centre,
160 Robinson Road, #14-04, 068914 Singapore

(+65 3135 1111)
hello@bpositivehealthcare.com

