



คำแนะนำการใช้งาน - บีโพซิทีฟ แผ่นฟิล์มใสกันน้ำและแบคทีเรีย ชนิดม้วน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบ:

ฟิล์มม้วนกันน้ำและกันแบคทีเรียนี้ช่วยปกป้องบาดแผลและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อด้วยการเป็นเกราะป้องกันทางกายภาพ พลาสติกชนิดนี้ไม่มีส่วนผสมของสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จึงไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ด้านเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากกันน้ำได้ จึงสามารถอาบน้ำได้โดยไม่ต้องถอดออก ผลิตจากผ้าไมลิกทอคุณภาพสูง หรือฟิล์ม PU ที่มีความโปร่งสูง เคลือบด้วยกาวอะคริลิกเกรดทางการแพทย์ และมีแผ่นรองหรือฟิล์มรองสำหรับลอกออก

วัตถุประสงค์การใช้งาน: ใช้สำหรับปกป้องและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อบริเวณแผลที่ใช้ปิด สำหรับบาดแผลเล็ก ๆ เช่น แผลบาด แผลถลอก และแผลเย็บ

ข้อห้ามใช้: ห้ามใช้หากแพ้ส่วนประกอบใด ๆ ของพลาสติก

ข้อควรระวังและคำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่เหมาะสำหรับคุณ หากผิวหนังมีอาการแดง คัน หรือระคายเคือง กรุณาถอดออกอย่างเบามือ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ หากอาการแย่ลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทันที

วิธีการใช้งาน:

1. ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการดูแลบาดแผล ทำความสะอาดแผลและผิวหนังรอบ ๆ อย่างเบามือ และเช็ดให้แห้งสนิท
2. ตัดฟิล์มตามความยาวที่ต้องการจากม้วน พับตามแนวยาวของฟิล์มเพื่อให้กระดาษรองแตกออก
3. ลอกกระดาษรองออก จากนั้นติดด้านที่มีกาวลงบนบริเวณที่ต้องการ และลูบเบา ๆ ให้เรียบ
4. ลอกแผ่นปกป้องลายตารางสีน้ำเงินออก แล้วลูบเบา ๆ อีกครั้งเพื่อให้ฟิล์มแนบสนิท+

วิธีการถอดออก:

5. ค่อย ๆ ดึงฟิล์มโดยยึดออกในแนวขนานกับผิวหนัง แล้วค่อย ๆ ยกออกอย่างเบามือ

การเก็บรักษาและการขนส่ง: เก็บไว้ในที่เย็นและแห้ง (อุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส)

อายุการเก็บรักษา: 3 ปี กรุณาตรวจสอบวันผลิตและวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์



BPOSITIVE PTE LTD,

Singapore Business Federation Centre,
160 Robinson Road, #14-04, 068914 Singapore

(+65 3135 1111)

hello@bpositivehealthcare.com



UDI-DI: 888501891020505BATU

ผู้ผลิต:

บริษัท บีโพสิทีฟ พีทีอี จำกัด

ที่อยู่: ศูนย์สหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ (Singapore Business Federation Centre) 160 ถนนโรบินสัน ชั้น 14 ห้อง 04 สิงคโปร์ 068914

โทร: +65 6883 0688

อีเมลล์: sales@bpositivehealthcare.com

การระบุฉลากสินค้า:

	รหัสล็อตสินค้า		กรณอยาใช้ซ้ำ
	กรุณาอ่านคำแนะนำในการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้		เครื่องมือแพทย์
	คำเตือนและข้อควรระวัง กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งาน		ผู้ผลิต

แก้ไขครั้งที่ 4: มีนาคม 2024



BPOSITIVE PTE LTD,
Singapore Business Federation Centre,
160 Robinson Road, #14-04, 068914 Singapore

(+65 3135 1111)
hello@bpositivehealthcare.com

