



เอกสารข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน  
บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล

**วัตถุประสงค์การใช้งาน:** สำหรับปิดบาดแผลเล็กน้อย มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำ ช่วยป้องกันบาดแผลจากน้ำและเชื้อโรค เหมาะสำหรับบาดแผลขนาดเล็ก เช่น บริเวณที่ฉีกขาด แผลถลอก แผลเจาะ หรือปัญหาผิวหนังเช่น หูด

**ข้อบ่งใช้:** เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ในการใช้งานทั้งในสถานพยาบาลและสถานที่ทั่วไป

**คำเตือน:** หากผิวของคุณเกิดรอยแดง คัน หรือระคายเคืองจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ควรถอดออกอย่างระมัดระวังและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ หากอาการแย่ลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทันที

| บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล สีเนื้อ |                                        | UDI: 8885018910113100BASC |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| รหัสสินค้า                             | รายละเอียดสินค้า                       | ขนาดบรรจุ                 |
| 0113100BA                              | บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล สีเนื้อ | 100 ชิ้นต่อกล่อง          |
| 011340RA                               | บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล สีเนื้อ | 40 ชิ้นต่อกล่อง           |
| 011320RA                               | บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล สีเนื้อ | 20 ชิ้นต่อกล่อง           |
| 011310RA                               | บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล สีเนื้อ | 10 ชิ้นต่อกล่อง           |

| บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล ชนิดผ้า |                                        | UDI: 8885018910113100BASC |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| รหัสสินค้า                             | รายละเอียดสินค้า                       | ขนาดบรรจุ                 |
| 0119100BA                              | บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล ชนิดผ้า | 100 ชิ้นต่อกล่อง          |
| 011940RA                               | บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล ชนิดผ้า | 40 ชิ้นต่อกล่อง           |
| 011920RA                               | บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล ชนิดผ้า | 20 ชิ้นต่อกล่อง           |

| บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล แบบกลม |                                       | UDI: 8885018910114100BASR |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| รหัสสินค้า                            | รายละเอียดสินค้า                      | ขนาดบรรจุ                 |
| 0114020RA                             | บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล แบบกลม | 20 ชิ้นต่อกล่อง           |
| 0114100BA                             | บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล แบบกลม | 100 ชิ้นต่อกล่อง          |
| 01141000BA                            | บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล แบบกลม | 100 ชิ้นต่อกล่อง          |

| บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล แบบใส สำหรับผู้ใหญ่ |                                                    | UDI: 8885018910113100BASC |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| รหัสสินค้า                                         | รายละเอียดสินค้า                                   | ขนาดบรรจุ                 |
| 010320ARA                                          | บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล แบบใส สำหรับผู้ใหญ่ | 20 ชิ้นต่อกล่อง           |



**บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล รุ่นบัดดี้ส์**

UDI: 8885018910113100BASC

**รหัสสินค้า****รายละเอียดสินค้า****ขนาดบรรจุ**

|           |                                                           |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 011310MRA | บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล รุ่นบัดดี้ส์               | 10 ชิ้นต่อกล่อง |
| 011320MRA | บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล รุ่นบัดดี้ส์               | 20 ชิ้นต่อกล่อง |
| 011310MKA | บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล รุ่นบัดดี้ส์ สำหรับเด็ก    | 10 ชิ้นต่อกล่อง |
| 011320MKA | บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล รุ่นบัดดี้ส์ สำหรับเด็ก    | 20 ชิ้นต่อกล่อง |
| 011310MXA | บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล รุ่นบัดดี้ส์ (คลายและขนาด) | 10 ชิ้นต่อกล่อง |
| 011320MXA | บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล รุ่นบัดดี้ส์ (คลายและขนาด) | 20 ชิ้นต่อกล่อง |

**บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล รุ่นไพรด์**

UDI: 8885018910113100BASC

**รหัสสินค้า****รายละเอียดสินค้า****ขนาดบรรจุ**

|           |                                          |                 |
|-----------|------------------------------------------|-----------------|
| 011320PRA | บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล รุ่นไพรด์ | 20 ชิ้นต่อกล่อง |
| 011310PRA | บีโพซิทีฟ บูบู พลาสเตอร์ปิดแผล รุ่นไพรด์ | 10 ชิ้นต่อกล่อง |

**คำแนะนำในการใช้งาน:**

- ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้งาน ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่ต้องการอย่างเบามือ และเช็ดให้แห้งสนิท
- นำแผ่นพลาสเตอร์แบบแถบหรือแบบวงกลมออกจากซองกระดาษปลอดเชื้อ
- ลอกพลาสติกด้านหนึ่งออก แล้วติดแผ่นพลาสเตอร์แบบแถบหรือแบบวงกลมลงบนบาดแผล
- ลอกพลาสติกอีกด้านออก เพื่อให้แผ่นพลาสเตอร์แนบสนิทกับผิวหนัง และปิดบาดแผลอย่างมิดชิด

**การเก็บรักษาและการขนส่ง:** เก็บไว้ในที่เย็นและแห้ง (อุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส)

**อายุการเก็บรักษา:** 3 ปี กรุณาตรวจสอบวันผลิตและวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์

**หมายเลขการระบุตามทะเบียน ARTG:** 420650

**หมายเลขการจดทะเบียน MDA:** GA10993122-95954

**ผู้ผลิต:**

บริษัท บีโพซิทีฟ พีทีอี จำกัด

**ที่อยู่:** ศูนย์สหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ (Singapore Business Federation Centre) 160 ถนนโรบินสัน ชั้น 14 ห้อง 04 ประเทศสิงคโปร์ 068914

**โทร:** +65 6883 0688


**อีเมล:** sales@bpositivehealthcare.com



**BPOSITIVE PTE LTD,**  
Singapore Business Federation Centre,  
160 Robinson Road, #14-04, 068914 Singapore

(+65 3135 1111)  
hello@bpositivehealthcare.com

การระบุฉลากสินค้า:

|                                                                                    |                                                                        |                                                                                               |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|   | ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งเป็นแบบปลอดเชื้อ                                     |              | เครื่องมือแพทย์                                                                |
|   | ห้ามใช้หากบรรจุภัณฑ์ชำรุด                                              |              | คำเตือนและข้อควรระวัง<br>กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งาน                             |
|   | กรุณาอย่าใช้ซ้ำ                                                        |              | กรุณาศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน                                                  |
|   | เก็บให้ห่างจากแสงแดด                                                   |              | ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ                                               |
|   | เก็บในที่แห้ง                                                          |  35°C / 95°F | กรุณาเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส<br>หรือ ต่ำกว่า 95 องศาฟาเรนไฮต์ |
|  | ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นระบบปิด<br>ผนึกปลอดเชื้อเพียงชั้นเดียว |                                                                                               |                                                                                |

แก้ไขครั้งที่ 3: สิงหาคม 2025



**BPOSITIVE PTE LTD,**  
Singapore Business Federation Centre,  
160 Robinson Road, #14-04, 068914 Singapore

(+65 3135 1111)  
hello@bpositivehealthcare.com

